



AGITADOR MAGNÉTICO MÚLTIPLE 6 LUGARES CON 6 BARRAS MAGNÉTICAS

Descripción

Para la agitación de líquidos en general, adecuado para aplicaciones en las más diversas

Modalidades de agitación magnética en forma múltiple. Este equipo tiene la ventaja de no calentar las muestras porque no tiene motor

- Cuerpo metálico resistente a la corrosión esmaltado en epóxido electrostático
- Plataforma de material resistente a la corrosión con marca de círculos de centralización para agitación
- Distancia entre posiciones de 90 mm
- Sin motor de inducción
- Velocidad de agitación regulable de 0 hasta 1500 rpm
- Capacidad de 6 lugares de agitación
- Capacidad de agitación hasta 500 ml de líquidos con viscosidad similar al agua en cada posición de agitación
- Máxima medida e la barra: 30 x 8 mm.
- Puede trabajar en ambientes levemente corrosivos
- 6 luces Leds pilotos indicadoras de funcionamiento y panel frontal
- Regulador único de velocidad para las 6 pruebas
- Manual de operación
- Medidas : 55 x 28 x 30 cm
- Alimentación eléctrica 220 V