



## AGITADOR VORTEX PARA TUBOS

### Descripción

Este equipo es propio para una agitación fácil y vigorosa de muestras contenidas en tubos de ensayo, para aplicaciones en ensayos con enzimas, bioquímica, biología celular y otros.

- Cuerpo de plástico rígido resistente
- Base de fierro fundido pesada para dar estabilidad al producto
- Pies de apoyo de goma amortiguadora
- Se puede trabajar con tubos o vasos de hasta 7 cm de diámetro
- Plataforma de material blando de 7 cm. De diámetro
- Agitación en régimen continuo o por toque de presión hacia abajo
- Motor silencioso y de bajo consumo
- Velocidad de agitación regulable de 50 a 2800 rpm
- Consumo : 40 watts
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación en español
- ISO 9001