



## BALANZA ELECTRONICA DIGITAL 0 A 10000 GR 0,1 GR

### Descripci3n

Estas balanzas son del tipo econ3micas y funcionan por el principio de c3mula de carga, con la ventaja de tener buena precisi3n, versatilidad, estabilidad, facilidad y principalmente robustez en el manejo.

- Visor de cristal l3quido de 22 x 8 mm con luz de contraste de fondo de muy buena visibilidad
- Cuerpo construido de pl3stico r3gido resistente
- Tara autom3tica sustractiva en todo el rango
- Tiene las siguientes unidades de medida: gramos, quilates, onzas, onzas troy, libras, dracma, newton y porcentaje
- Puede ser usada como balanza contadora de piezas
- Calibraci3n autom3tica con pesa externa de 5 kg (no acompa3a a peso padr3n)
- Pies ajustables y nivel de burbuja
- Indicador del momento de hacer la lectura
- **Capacidad m3x. De peso 10000,0 gr, lectura de 0,1gr, divisi3n de 0,1 e =1 gr**
- Platillo de acero inoxidable rectangular de 170 x 140 mm
- Dimensiones: frente 22 x alt 10 x fondo 30 cm
- Temperatura de operaci3n de 5 a 353c
- Alimentaci3n el3ctrica 220 V con fuente 12 volts DC externa incluida
- Pueden funcionar tambi3n solo con la bater3a interna por lo tanto son port3tiles
- Atenci3n: no incluye la bater3a
- Indicador de nivel de carga (bater3a baja) de la bater3a interna
- Manual de operaci3n