



BALANZA ELECTRONICA DIGITAL 0 A 3000 GR 0,1 GR

Descripción

Estas balanzas son del tipo económicas y funcionan por el principio de célula de carga, con la ventaja de tener buena precisión, versatilidad, estabilidad, facilidad y principalmente robustez en el manejo.

- Visor Led color amarillo verdoso de 15 x 9 mm de muy buena visibilidad
- Cuerpo construido de plástico rígido resistente
- Función de tara automática sustractiva en todo el rango de pesaje
- Pies ajustables
- También puede ser usada como balanza contadora de piezas
- Calibración automática con pesa externa de 2.000,0 gr (no acompaña peso patrón)
- **Capacidad máx. de peso 3000,0 gr, lectura de 0,1gr, división de 0,1 e =1 gr**
- Platillo de acero inoxidable redondo de diámetro 125 mm
- Indicación de sobrecarga
- Temperatura de operación de 5 a 35°C
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- Opcional: 4 pesos patrón de 500 gramos