



BAÑO DE 2 BOCAS DIGITAL A14XF42XF18 C 10 LITROS

Descripción

Este equipo es un baño termo regulado con control de temperatura digital, doble tapa,

Una tapa removible con 2 bocas con reductores y una tapa tipo tejadillo

- Construido con gabinete en placa de acero esmaltado en epóxico electrostático
- Estanque de acero inoxidable 304
- Gabinete con aislamiento térmico
- Sistema de control electrónico digital
- Temperatura de trabajo programable de ambiente +5°C hasta 100°C, precisión de +/-1,0°C
- Resistencia tubular blindada
- Sonda de temperatura tipo pt100
- Tapa de acero inoxidable angulada tipo tejadillo
- Tapa plana de 2 bocas con anillos concéntricos reductores desmontable
- Llave metálica frontal para drenaje
- Dimensiones útiles de 42 x 18 x 17 cm
- Capacidad 13 lts.
- Alimentación eléctrica 220 v
- Manual de operación