



IMAGEN REFERENCIAL

BAÑO DE ULTRASONIDO 10A X 15 FRENTE X 13.5 FONDO CM 1.5 LITROS C/CALEFACCION

Descripción

Equipo de limpieza de materiales por ultra sonido, la señal de ultra frecuencia eléctrica producida por una onda de ultra sonido es transferido a la misma frecuencia mecánica de vibración provocando la cavitación, que es donde miles de burbujas de aire son

Impulsadas hacia fuera provocando la remoción de la suciedad, siempre con la ayuda del calor y del medio de limpieza.

- Construido completo de acero inoxidable
- Temperatura de trabajo programable en display digital entre 20 y 80 grados
- Timer electrónico programable en display digital entre 0 y 30 minutos
- Frecuencia ultra sónica de 40 khz
- Potencia del ultrasonido : 100 watts
- Cantidad de transductores : 2
- Potencia de calefacción: 100 watts
- Tapa de acero
- Medidas útiles :frente 15 x fondo 10 x alto 13cm
- Capacidad de 1,5 lt
- 2 manillas laterales para transporte
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- ISO 9001