



BAÑO DE ULTRASONIDO 15 Alt X 30 FRENTE X 15 FONDO CM 6 LITROS C/CALEFACCION

Descripción

Equipo de limpieza de materiales por ultra sonido, la señal de ultra frecuencia eléctrica producida por una onda de ultra sonido es transferido a la misma frecuencia mecánica de vibración provocando la cavitación, que es donde miles de burbujas de aire son

Impulsadas hacia fuera provocando la remoción de la suciedad, siempre con la ayuda del calor. Puede ser usado en los más diferentes campos de trabajo tales como: hospitales, farmacias, escuelas, industria química, joyerías, metalúrgica, comunicaciones, electrónica etc. Sirve para limpiar elementos electrónicos, tarjetas electrónicas, semiconductores, material para galvanización, lentes ópticos, moldes de látex, instrumentos médicos, quirúrgicos, herramientas de trabajo de dentistas, vidrios de laboratorio en general, joyas en general, piezas de difícil acceso tales como piezas cóncavas y convexas

- Construido completo de acero inoxidable
- Temperatura de trabajo programable en display digital entre 20 y 80 grados
- Timer electrónico programable en display digital entre 0 y 30 minutos
- Frecuencia ultra sónica de 40 khz
- Potencia del ultrasonido: 120 watts
- Cantidad de transductores: 2
- Potencia de calefacción: 200 watts
- Tapa de acero
- Medidas útiles : alto 15cm x frente 30 x fondo 15 cm
- Medidas externas : altura 27 cm x frente 33 x fondo 18 cm
- Capacidad de 6 lts
- capacidad del estanque hasta rebalse: 6,0 lts.
- 2 manillas laterales para transporte
- alimentación eléctrica 220 V
- manual de operación

-
- ISO 9001

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.