



BIDESTILADOR DE AGUA METALICO 2 LITROS

Descripción

Este es el aparato indispensable en cualquier tipo de laboratorio químico, tamaño reducido y duradero para obtención de agua con pureza superior a la de un destilador simple

- Construido metálico esmaltado en epóxico electrostático
- Consiste en 2 destiladores con funcionamiento simultáneo
- Caldera de bronce con baño de estaño virgen para evitar la contaminación del agua en ebullición
- Producción de agua con pureza entre 0,5 y 2,5 usiemens considerando alimentación con agua hasta 280 us
- Colector de vapores y partes en contacto con el agua destilada confeccionadas en acero inoxidable y materiales inertes
- Nivel constante de la alimentación de la caldera
- Cúpula de vidrio resistente e inerte para no transferir iones al sistema, para visualizar la ebullición y el momento en el cual se debe efectuar la limpieza de la caldera y la resistencia
- Resistencia tubular blindada
- Sistema de encendido y apagado manual
- Sistema de seguridad que desconecta el sistema al detectar la falta de agua de alimentación
- Soporte para fijación a la pared
- Capacidades de destilación en 2, 5 ó 10 lt/hr a elección
- Manual de operación
- Alimentación eléctrica 220 V
- ISO 9000