



CAMPANA DE GASES CHICA ALT 85 X FRENTE 82 X FONDO 62 ILUMINACION LED PUERTA DE VIDRIO

Descripción

Equipo propio para proteger al operador de los gases emanados en la manipulación de productos químicos agresivos y con mal olor. Tipo modular que permite cambiarla de lugar sin problemas.

- Construida de fibra de vidrio laminada con fina terminación externa, para ser colocada de sobremesa
- Con plataforma o piso hecho de fibra de vidrio totalmente sellado junto a la campana
- Puerta de vidrio templado resistente a los solventes, y ácidos, de fácil limpieza con desplazamiento vertical tipo guillotina y contrapesos que ajustan la abertura a cualquier altura o posición que más le acomode
- Abertura máxima de la puerta :42 cm de altura
- Iluminación interna tipo LED con 600 lux conforme Norma, con parte eléctrica aislada del área de trabajo
- Motor de ½ hp
- Volumen de aire desplazado por el extractor con la puerta abierta 50 m³ de 595 metros cúbicos/hora (sin ductos)
- Velocidad del aire en la salida del extractor de 14 metros/segundo
- Medidas interiores 60 alto x 80 frente x 60 fondo cm, puerta 50 cm ancho
- Medidas exteriores 85 alto (solo coifa) x 82 frente x 62 fondo cm
- Extractor de fibra de vidrio laminado con turbina en material resistente a los gases corrosivos y tubo de salida de 100 mm de diámetro
- El extractor está incluido en el producto y puede ser encajado arriba de la campana (ver foto ilustrativa) y puede ser dirigido para cualquier lado en la horizontal. Si desea colocar el extractor como en la foto, necesita 1,30 mt, de altura desde la mesa para poder dejarlo encajado arriba de campana.
- También se puede colocar el extractor en el exterior; si no desea o no tiene espacio suficiente en la

altura, puede ser instalado fuera del laboratorio en soporte de fierro (no incluido)

- Los ductos son de bajo costo pues se utilizan los tubos y curvas de PVC sanitario de 110 mm.
- No incluye instalación
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación
- ISO 9001
- **NOTA: uso de ácido perclórico restringido, no puede ser permanente**

No recomendada para ácido fluorhídrico. No necesita de instalación especial solo una mesa con plataforma de formalita, cerámico, pvc, polipropileno, madera etc.

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.