



IMAGEN REFERENCIAL

EQUIPO EXTRACTOR SOXLHET 500 ML COMPLETO

Descripción

- Confeccionado en vidrio borosilicato
- 1 Matraz de fondo plano esmerilado central 24/29
- 1 Extractor soxlhet de 500 ml esmerilado 50/46 para matraz de fondo plano de 500 ml N/S 24 /29
- 1 Refrigerante de espirales para Soxlhet de 500 ml con esmerilado 50/46 y salida recta de 13 mm.

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.