



ESCURRIDOR DE PVC 27 PZ (ESTANTE DE SECADO) 55X40 CM

Descripción

- Confeccionado en PVC
- Soporte vertical en PVC de color plomo que se puede fijar en la pared
- Capacidad: 27 soportes de color blanco que se pueden sacar del soporte vertical para configurar el soporte a su necesidad y acomodar piezas mayores. Largo del soporte blanco :11 cm, distancia entre soportes 6 cm.
- Con receptor de agua escurridas y conexión hacia algún drenaje con manguera
- Soporte de PVC con tamaño de 55 cm de altura x 40 frente cm