



FOTOMETRO DE LLAMA PARA SODIO Y POTASIO DIGITAL

Descripción

Su principal aplicación está en los análisis cuantitativos del área bioquímica clínica, análisis de fertilizantes y suelos, determina con indicación directa y simultánea concentraciones de sodio (Na) y potasio (K) en el área clínica o industrial y en el área clínica médica (neurología) en el examen de sal de litio (Li)(opcional), lectura estable, trabaja con gas licuado y un compresor que se incluye

- Confeccionado con gabinete en acero esmaltado en epóxico electrostático
- Display de cristal líquido gráfico
- Lectura directa en concentración
- Trabaja con mezclas de gas y aire que proviene del compresor
- Rango de medición en análisis clínicos para k de 0,0 a 9,9 mmol/l ó 0 a 199 ppb y para na de 0 a 199 mmol/l ó 0 a 1000 ppb
- Reproducibilidad +/-2% de la escala total
- Compacto sistema de atomización de la muestra
- Filtros internos para cada elemento
- Sistema de secado de aire
- Incluye compresor
- Manual de operación
- Alimentación eléctrica 220 v
- Iso 9000