



MICROSCOPIO MONOCULAR CON 3 OBJETIVOS PLATINA FIJA

Descripción

Este producto es muy usado en los exámenes microscópicos convencionales de biología, bacteriología, investigación clínica y en las clases y demostraciones de los laboratorios escolares de enseñanza media y básica.

Este es el equipo más indicado para la enseñanza con moderna iluminación de LED blanca y fría.

- Base y estativa curva robusta, con fina terminación;
- Puede trabajar enchufado a la red eléctrica
- Tubo de observación monocular de cabezal rotativo en 180 grados, de 160mm e inclinado a 45°;
- Revolver porta objetivo, para 3 objetivos;
- Objetivos acromáticos: 4X NA 0,1; distancia de trabajo 33,3 m -10X NA 0,25 distancia de trabajo 6,19mm; y 40X NA 0,65 retráctil distancia de trabajo 0,55 mm
- Un ocular de 10X plano, de campo amplio de 15 mm de distancia focal y 18mm de diámetro;
- Un ocular de 16X plano, campo amplio de 11 mm de distancia focal y 18 mm de diámetro;
- Aumentos configurables entre 40X y 640;
- Platina fija plástica con superficie de 93x93mm, y 2 fijadores de lámina;
- Diafragma variable de 6 posiciones
- Condensador Abbe N.A. 0,65
- Con tornillo de regulación de altura de la platina para no quebrar laminas
- Ajuste coaxial de la focalización macrométrico, con rango de foco de 10mm,
- Iluminador eléctrico con colector esférico,
- Macro y micrométrico incorporados en un solo comando;
- Regulador de intensidad de iluminación electrónico a través de una perilla
- Lámpara tipo LED fría, con luz blanca y bajísimo consumo eléctrico :1Watts,
- Acompaña capa de protección plástica
- Voltaje: 220 Volts con transformador para alimentación eléctrica
- Dimensiones: alto 29 x frente 11 x fondo 16 cm

-
- Manual de instrucciones en español

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.