



## MOLINO PARA MATERIALES BLANDOS CAMARA DE INOX DE 100 ML

### Descripción

Para una gran variedad de aplicaciones de productos blandos y secos tales como molienda de hojas secas, muestras de suelos hasta 1,5 mm, hierbas, cebada, maíz, raíces, cáscaras de nueces, huesos, carbón, celulosa, sustancias químicas, polímeros, yeso, y otros productos semejantes desde que no estén mojados o sean oleosos.

- Gabinete de metálico resistente robusto y estable
- Motor potente
- Cámara de molienda y cuchillo de corte de acero inoxidable 304
- Accionador del motor
- Termostato de protección
- Velocidad de trabajo de 17.000 rpm
- Tiempo de molienda hasta 5 minutos
- Diámetro de la cámara de molienda de 100 mm
- Capacidad de 100 ml
- Producto con Mesh final de 60 -180
- Manual de operación
- Dimensiones aprox.: diámetro de 10 cm x altura 14 cm
- Alimentación eléctrica 220 V 460 Watts.
- ISO 9001