




IMAGEN REFERENCIAL

PIPETA GRADUADA CLASE A DE 2 ML CON 100 DIVISIONES 0,02ML

Descripción

- Capacidad máxima: 2ml Ex 20° C
- Identificación: pintada en parte superior color negro
- Escala de: 0.02 ml en 0.02ml
- Graduación: pintada de color café
- Largo total: 34.5 cm
- Diámetro total: 0.8 cm

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.