




IMAGEN REFERENCIAL

PIPETA GRADUADA CLASE A DE 5 ML CON 100 DIVISIONES 0,05ML

Descripción

- Capacidad máxima: 5ml Ex 20° C
- Identificación: pintada en parte superior color rojo
- Escala de: 0.05 ml en 0.05ml
- Graduación: pintada de color café
- Largo total: 34.5
- Diámetro total: 0.8 cm

QUIMICA MANUEL HUMBERTO
MADRID SANCHEZ E.I.R.L.