



PIPETA GRADUADA SEROLOGICA CLASE B DE 5 ML CON 10 DIVISIONES DE 0,5 ML

Descripción

- Capacidad máxima: 5ml Ex 20° C
- Identificación: pintada en parte superior color rojo
- Escala de: 0.5 ml en 0.5ml
- Cantidad de divisiones: 10 marcaciones
- Graduación: pintada de color café
- Pipeta Tipo: Clase «B»
- Largo total: 30.5 cm
- Diámetro total: 0.8 cm