



## PLANCHA CALEFACTORA REDONDA 20 CM ECONOMICA

### Descripción

Nuevo modelo económico de calentamiento rápido, blindada, a prueba de respingos e inflamación y proporciona gran economía en el consumo de energía eléctrica y rapidez en los ensayos.

- Cuerpo metálico esmaltado en epóxico electrostático color blanco
- Base de baja altura para dar estabilidad y seguridad al operador
- Plataforma de calor de hierro
- Temperatura máxima de trabajo 380 °C en la plataforma
- Resistencia del tipo blindada embutida
- Control de la temperatura tipo termostato bimetálico incorporado al cuerpo del equipo con perilla y lámpara piloto; permite hacer diferentes graduaciones de calor con posibilidad de reproducir valores ensayados.
- Consumo 1500 watts
- Alimentación eléctrica 220 V
- Manual de operación

Modelos	Plataforma	Medidas exteriores	Watts	Volts
Q310-22E	18,5 cm diam	28 x 25 x 7 cm	1500	220