



**PROBETA PLÁSTICA DE 500 ML MARCA ANCORAGRABACIÓN EN RELIEVE GRADUACIÓN 5 ML**

**Descripción**

Grabación en relieve

Excelente estabilidad

Graduación de 5 en 5 ml

Precisión de:  $\pm 5$  ml a 20°C

Escala de 50 a 500 ml

Base octagonal

Base: 100 mm

Altura :360mm

Material	Temp. Â°C Max.	Temp. Â°C MÃn.	Apariencia	Microondas	Flexible.	Autoc
Polipropileno	135	0	translÃcido	si	rÃgido	si