



APARATO DIGESTOR DESTILADOR KJELDHAL 8 PRUEBA SEMI MICRO

Descripción

Características

- Variedad de medidas: Alimentos, piensos, productos lácteos, bebidas, suelo, agua, medicamentos, precipitados y productos químicos.
- Modo de trabajo: Automático y manual (sin titulación)
- Almacenamiento de datos: 250 datos
- Rango de medición: 0.1 mg N – 200 mg N (contenido de Nitrógeno 0.02% – 99%)
- Tasa de recuperación: 100±1% (error relativo, incluye proceso de digestión)
- Tasa de repetición: Desviación estándar relativa <±1%
- Horas de trabajo: tiempo de destilado 5-15 minutos el usuario puede programarlo automáticamente según las diferentes muestras
- Voltaje: 220 V – 50 Hz
- Consumo de agua para refrigeración: Destilación fraccionada 3L/min (si la temperatura del agua es inferior a 20° C)

Fuente de alimentación: 1000 W