



SOPORTE DE ACRILICO PARA 2 EMBUDOS

Descripción

Construido completamente de acrílico

2 orificios para embudos: siendo los 2 de 55 mm

Base superior para los embudos :185 x 80mm

Altura regulable entre 0 y 265 mm

Perillas con acople de seguridad para no se caigan los embudos

Altura :270 mm

Base inferior: 185 x 80 mm

Material	Temp. °C Max.	Temp. °C Mín.	Apariencia	Microond
acrílico	70	0	transparente	no