



SISTEMA DE FILTRACIÓN MANIFOLD 3 PRUEBAS ACERO INOXIDABLE

Descripción

Sistema adecuado para efectuar filtraciones en general, preparación de muestras para microbiología, filtración por membrana y también para la cuantificación de sólidos en suspensión

- Base soporte de acero inoxidable con 2 pies de acero inoxidable para su estabilidad, se pueden hacer 3 filtraciones simultáneas o individuales ya que son controladas por 3 llaves del tipo esféricas
- Oliva lateral de 3/8 para aplicación de vacío
- 3 placas soportes de acero inoxidable diámetro 50 mm perforados para membranas, extraíbles
- 3 bases de acero inoxidable forma de embudo de 50 mm de diámetro superior
- 3 receptáculos de acero inoxidable con tapa, capacidad de 300 ml
- 3 pinzas de aluminio anodizado tipo horquilla para sellar cada sistema
- Permite usar filtros de 47 mm y de 50 mm
- Manual de operación
- ISO 9001